

1987年～1998年（27～38年前）
に販売された**温熱敷ふとん**（温熱電位治療器）
をお持ちの方は**ご連絡をお願いします！**

ご実家や、押入れにある**可能性**があります！

無償で回収します

**発煙や
発火の
恐れ！**


コーナーケース

製品名と医療用具承認番号でご確認ください。

（対象製品一覧は裏面に記載）



製品名 医療用具承認番号



製品名 医療用具承認番号



製品名 医療用具承認番号

製品の確認方法

（対象製品は裏面をご確認ください）

**製品名と
医療用具承認番号で
ご確認ください。**

コントローラー



製品名



製品名



製品名

※写真は「BLさわやかヘルシー」「バランス」「スマイルヘルシー」「マイルドヘルス」の例で、他の製品も同じ箇所に製品名と医療用具承認番号の記載があります。

株式会社ブリヂストン

温熱敷ふとん（温熱電位治療器）専用コールセンター（フリーダイヤル）

0120-557-998

オペレーター受付時間：午前9時～午後6時（平日のみ）※電話番号はお掛け間違いのないようお願いいたします。

オペレーター受付時間外にいただいた場合は、お電話番号を記録し、後日折り返しお電話をいたします。ホームページでも受け付けております。

対象製品を回収させていただきましたお客様には謝礼品をご提供いたします。詳しくはコールセンターまでお問合せください。

**対象製品や
発生する可能性がある
症状など詳しくは
裏面をご確認ください**

必ずご確認ください

多大なご心配とご迷惑をお掛けします事を、心より深くお詫び申し上げます。



発煙・発火に至る恐れがあります。回収にご協力をお願いします。



対象製品を回収させていただきましたお客様には謝礼品をご提供しております。
詳しくはコールセンターまでお問合せください。


対象製品名	医療用具承認番号	
	シングル 95cm×195cm もしくは 100cm×200cm	ダブル 131cm×195cm もしくは 140cm×200cm
BLさわやかヘルシー	61B第 592号 01B第0872号	63B第 722号
BLさわやかヘルシーDX	01B第0872号 02B第1062号	01B第0874号 02B第1157号
BLさわやかヘルシー ロイヤル	02B第1062号	02B第1157号
さわやかヘルシー	61B第 592号 01B第0872号 02B第1062号	63B第 722号 01B第0874号 02B第1157号
スマイルヘルシー	61B第 592号 01B第0872号	63B第 722号 01B第0873号
スマイルヘルシーDX	02B第1062号	02B第1157号
モアヘルス	01B第0872号	01B第0873号
ヘルシーエース	02B第1062号	02B第1157号
マイルドヘルス	02B第1062号	02B第1157号
バランス	04B第0298号	04B第0299号

発生する可能性がある症状

表面に焦げが
発生することがあります。



表面に焦げがない場合でも、内部の熱感知配線が乱れ、
焦げが発生することがあります。



株式会社ブリヂストン

温熱敷ふとん(温熱電位治療器)
専用コールセンター(フリーダイヤル)



0120-557-998

オペレーター受付時間:午前9時～午後6時(平日のみ) ※電話番号はお掛け間違いのないようお願いします。

オペレーター受付時間外にいただいた場合は、お電話番号を記録し、後日折り返しお電話をいたします。ホームページでも受け付けております。

お客様からご提供いただきました氏名・住所・電話番号などの個人情報、当対象製品に関するご連絡などの目的以外には使用いたしません

詳細は当社ホームページの
重要なお知らせをご覧ください。

ホームページでも
ご案内しております

検索

BS温熱リコールQ

